

胰岛素专项集中采购中选品种供应清单

序号	流水号	医保代码	药品名称	剂型	规格包装	转换系数	包装方式	计价单位	生产企业注册号	生产企业名称	中选价格(元)
1	27015	XA10ABC118B00 2010103546	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400 单位*1 支/小盒	1	中硼硅玻璃管制注射剂瓶,注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	小盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	28.96
2	27017	XA10ABC118B00 2020103546	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位(笔芯)*1 支/小盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	小盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	28.96
3	27022	XA10ACJ139B00 2010103546	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400 单位*1 支/小盒	1	中硼硅玻璃管制注射剂瓶,注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	小盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	29.96
4	27024	XA10ACJ139B00 2020103546	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位(笔芯)*1 支/小盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	小盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	29.96
5	27026	XA10ADI004B00 2010103546	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	10ml:400 单位*1 支/小盒	1	中硼硅玻璃管制注射剂瓶,注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞	小盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	28.96
6	27028	XA10ADI004B00 2020103546	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300 单位(笔芯)*1 支/小盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用含垫片铝盖	小盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	28.96
7	31018	XA10ABM079B00 2020107103	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位(特充)*1 支/盒	1	本品为预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性、可调节剂量的笔型注射器(塑料)。其中笔芯中装有3ml液体,内有一个活塞(溴化丁基橡胶),并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶)密封,外包装为纸盒。	盒	S1701	诺和诺德(中国)制药有限公司	46.2

8	31019	XA10ADM080B00 2020107103	门冬胰岛素 30 注射液	注射剂	3ml:300 单位 (特充)*1 支 /盒	1	预先装有玻璃 (I 型) 笔芯的一次性多剂量注射笔 (塑料)。其中的笔芯装有 3ml 混悬液, 一端使用橡胶活塞 (溴化丁基) 密封, 另一端使用橡胶膜 (溴化丁基/聚异戊二烯) 密封。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。每支预填充笔装有 3ml 混悬液。	盒	S1701	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	46.2
9	31063	XA10ADJ243B00 2010107103	精蛋白人胰岛素混合注射液 (50R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 1 型玻璃制成, 包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基 / 聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠, 用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	S1701	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	30
10	31091	XA10ABR113B00 2010107103	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400 单位*1 支/盒	1	注射剂瓶 (1 型玻璃) 用溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片和保护塑料帽密封, 置于包装盒内。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺和诺德 (中国) 制药有限公司分包)	30
11	31093	XA10ACJ131B00 2030107103	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400 单位*1 支/盒	1	注射剂瓶 (1 型玻璃) 用溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片和保护塑料帽密封, 置于包装盒内。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺和诺德 (中国) 制药有限公司分包)	30
12	31094	XA10ADJ132B00 2030107103	精蛋白人胰岛素混合注射液 (30R)	注射剂	10ml:400 单位*1 支/盒	1	注射剂瓶 (1 型玻璃) 用溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片和保护塑料帽密封, 储存于包装盒内。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺和诺德 (中国) 制药有限公司分包)	30
13	31099	XA10ABC118B00 2010107103	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 1 型玻璃制成, 包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基 / 聚异戊二烯橡胶垫片。	盒	S1701	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	30
14	31100		精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 1 型玻璃制成, 包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基/聚异戊二烯橡胶垫片。	盒	S4175	Novo Nordisk A/S (Novo Nordisk Producao Farmaceutica do Brasil Ltda.) (诺和诺德 (中国) 制药有限公司分包)	30

15	31102	XA10ADJ240B00 2010107103	精蛋白人胰岛素混合注射液 (30R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 I 型玻璃制成, 包括溴化丁基橡胶活塞和溴化丁基 / 聚异戊二烯橡胶垫片。笔芯内的玻璃珠, 用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	S1701	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	30
16	31109	XA10ACJ131B00 2010107103	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (特充)*1 支 /盒	1	由聚丙烯制成的预填充式多剂量抛弃型注射笔包括: 3 ml 笔芯 (I 型玻璃制成), 橡胶活塞 (溴化丁基) 和橡胶垫片 (溴化丁基/聚异戊二烯)。注射笔储存于包装盒内。笔芯内的玻璃珠, 用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺和诺德 (中国) 制药有限公司分包装)	33
17	31110	XA10ADJ132B00 2010107103	精蛋白人胰岛素混合注射液 (30R)	注射剂	3ml:300 单位 (特充)*1 支 /盒	1	由聚丙烯制成的预填充式多剂量抛弃型注射笔包括: 3 ml 笔芯 (I 型玻璃制成), 橡胶活塞 (溴化丁基) 和橡胶垫片 (溴化丁基/聚异戊二烯)。注射笔储存于包装盒内。笔芯内的玻璃珠, 用于帮助重复混匀胰岛素。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺和诺德 (中国) 制药有限公司分包装)	33
18	38394	XA10ABC118B00 2010101540	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	3mL 无色澄明液体装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘, 并铝封。	盒	S4176	Lilly France (礼来苏州制药有限公司分包装)	30
19	38404	XA10ACJ138B00 2010101540	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	3mL 混悬液装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘, 并铝封。	盒	S4176	Lilly France (礼来苏州制药有限公司分包装)	30
20	38406	XA10ADJ195B00 2010101540	精蛋白人胰岛素混合注射液 (30R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	3mL 混悬液装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端分别为橡胶塞及橡胶柱塞盘, 并铝封。	盒	S4176	Lilly France (礼来苏州制药有限公司分包装)	30
21	43057	XA10AEC074B00 2030100227	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	卡式瓶 (笔芯), 复合铝盖, 溴化丁基橡胶塞	盒	S1848	甘李药业股份有限公司	48.71

22	44947	XA10ADJ137B00 2010178403	精蛋白锌重组 赖脯胰岛素混 合注射液 (25R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端 分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶 柱塞盘, 并铝封。笔芯的柱塞和/或 玻璃笔芯可能经过二甲硅油或硅树 脂乳液处理。	盒	S4177	Eli Lilly Nederland B.V. (Eli Lilly Italia S.p.A.) (礼 来苏州制药有限公司 分包装)	18.89
23	45273	XA10ABL029B00 2010178403	赖脯胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品装于 I 型玻璃笔芯中。	盒	S4177	Eli Lilly Nederland B.V. (Eli Lilly Italia S.p.A.) (礼 来苏州制药有限公司 分包装)	23.57
24	55521	XA10ADM080B00 2010107103	门冬胰岛素 30 注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 I 型玻璃制成, 一端使用橡胶 活塞(溴化丁基)密封, 另一端使用 橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密 封, 装有 3ml 混悬液。笔芯内含有玻 璃球以帮助混匀胰岛素。	盒	S1701	诺和诺德(中国)制 药有限公司	43.2
25	55522	XA10ABM079B00 2010207103	门冬胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品为装有 3ml 液体, 带有一个橡胶 活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫片 (溴化丁基橡胶/聚异戊二烯橡胶) 密封的玻璃(I 型)小瓶。	盒	S1701	诺和诺德(中国)制 药有限公司	43.2
26	56830	XA10ADI005B00 2010103546	精蛋白人胰岛 素混合注射液 (50R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /小盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔 式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式 注射器用含垫片铝盖	小盒	S1103	通化东宝药业股份有 限公司	28.96
27	73069	XA10ABC118B00 2020103687	人胰岛素注射 液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	玻璃笔芯	盒	S4173	BIOTON S.A. (合肥亿 帆生物制药有限公司 分包装)	22.32
28	73737	XA10ADJ136B00 2010101540	精蛋白锌重组 赖脯胰岛素混 合注射液 (50R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端 分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶 柱塞盘, 并铝封。笔芯的柱塞和/或 玻璃笔芯可能经二甲硅油或硅树脂 乳液处理。	盒	S4178	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France) (礼来苏州制药有限 公司分包装)	18.89

29	74917	XA10AED087B00 2010107103	地特胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品为 3ml 液体的笔芯。由 1 型玻璃制成, 内有一个活塞(溴化丁基), 并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯)密封。	盒	S1701	诺和诺德(中国)制药有限公司	73.07
30	200491	XA10AED087B00 2020107103	地特胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (特充)*1 支 /盒	1	本品为可调节剂量、一次性预填充注射笔, 内含装有 3ml 液体的笔芯。笔芯由 1 型玻璃制成, 内有一个活塞(溴化丁基), 并由一个橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊二烯)密封。装在包装盒内。	盒	S1701	诺和诺德(中国)制药有限公司	76.07
31	76054	XA10ACJ139B00 2020100600	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	卡式瓶装	盒	S3570	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	29.37
32	76219	XA10ABC161B00 2030100227	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	卡式瓶, 复合铝盖, 溴化丁基底塞	盒	S1848	甘李药业股份有限公司	23.98
33	89914	XA10ADJ141B00 2020100600	精蛋白人胰岛素混合注射液 (30R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 1 型玻璃制成, 包括溴丁基橡皮活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。笔芯内的玻璃珠, 用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	S3570	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	27.37
34	91314	XA10ADJ142B00 2020100600	精蛋白人胰岛素混合注射液 (50R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 1 型玻璃制成, 包括溴丁基橡皮活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。笔芯内的玻璃珠, 用来帮助重复混匀胰岛素。	盒	S3570	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	27.37
35	92060	XA10ABC118B00 2020100600	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 1 型玻璃制成, 包括溴丁基橡皮活塞和溴丁基/聚异戊二烯橡皮膜。	盒	S3570	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	28.77
36	93178	XA10ADM147B00 2010207103	门冬胰岛素 50 注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯(1 型玻璃)的一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封, 另一端使用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。每支笔芯装有 3ml 混悬液。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺和诺德(中国)制药有限公司分包装)	43.2

37	104376	XA10ADJ137B00 2020100227	精蛋白锌重组 赖脯胰岛素混 合注射液 (25R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	卡式瓶(笔芯), 复合铝盖, 溴化丁 基橡胶活塞, 玻璃珠(帮助混匀)	盒	S1848	甘李药业股份有限公 司	28.88
38	110053	XA10ADJ207B00 2010103546	精蛋白人胰岛 素混合注射液 (40R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /小盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔 式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式 注射器用含垫片铝盖	小盒	S1103	通化东宝药业股份有 限公司	28.96
39	110820	XA10ABL029B00 2020178403	赖脯胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 3ml 笔芯 被装入一次性的注射笔中。本品不含 针头。	盒	SJ216	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	26.57
40	110825	XA10ADJ136B00 2010178403	精蛋白锌重组 赖脯胰岛素混 合注射液 (50R)	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端 分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶 柱塞盘, 并铝封。笔芯的柱塞和/或 玻璃笔芯可能经二甲硅油或硅树脂 乳液处理。3ml 笔芯被装入一次性的 注射笔中。本品不含针头。	盒	SJ216	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	21.89
41	111251	XA10ABG159B00 2010100231	谷赖胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	3ml 溶液装于笔芯(无色玻璃)中, 配有弹性橡胶活塞, 外有一个带橡胶 塞(弹性橡胶)的密封圈(铝制翻边)。 该笔芯密封于一次性预填充笔中。	盒	S4168	Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh (赛 诺菲(北京)制药有限 公司分包装)	46.2
42	114942	XA10ADM147B00 2010107103	门冬胰岛素 50 注射液	注射剂	3ml:300 单位 (特充)*1 支 /盒	1	预先装有玻璃(I 型)笔芯的一次性 多剂量注射笔(塑料), 一端使用橡 胶活塞(溴化丁基)密封, 另一端使 用橡胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯) 密封。笔芯内装有玻璃珠以帮助混匀 胰岛素。每支注射笔装有 3 ml 混悬 液。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺 和诺德(中国)制药有 限公司分包装)	46.2
43	117823	XA10AEG025B00 2040100599	甘精胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	预填充	盒	S0280	珠海联邦制药股份有 限公司	69.97

44	117824	XA10AEG025B00 2020100599	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯	盒	S0280	珠海联邦制药股份有限公司	66.97
45	200350	XA10AED318B00 2010107103	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品为含 3ml 溶液的笔芯 (1 型玻璃)。笔芯带有一个活塞 (溴化丁基), 由橡胶垫片 (溴化丁基橡胶/聚异戊二烯) 密封, 装于包装盒内。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺和诺德 (中国) 制药有限公司分包)	79.2
46	200351	XA10AED318B00 2010207103	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (畅充)*1 支 /盒	1	本品为聚丙烯制成的一次性预填充多剂量注射笔, 内含装有 3ml 溶液的笔芯 (1 型玻璃)。笔芯带有一个活塞 (溴化丁基), 由橡胶垫片 (溴化丁基橡胶/聚异戊二烯) 密封。本品装在包装盒内。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺和诺德 (中国) 制药有限公司分包)	82.2
47	203462	XA10ABC118B00 2020180333	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /小盒	1	卡式瓶、溴化丁基橡胶塞、卡式瓶复合铝盖	小盒	S3723	合肥天麦生物科技发展有限公司	24.8
48	208629	XA10ABC118B00 2010180333	人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400 单位 *1 支/小盒	1	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶, 注射液用溴化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖	小盒	S3723	合肥天麦生物科技发展有限公司	24.8
49	210095	XA10ACJ139B00 2010180333	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /小盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	S3723	合肥天麦生物科技发展有限公司	23
50	213767	XA10AEG025B00 2010103546	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞, 笔式注射器用含垫片铝盖	盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	77.98
51	213793	XA10AEC074B00 2020100227	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支 /盒	1	预填充注射笔	盒	S1848	甘李药业股份有限公司	51.71
52	213805	XA10ABC161B00 2020100227	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支 /盒	1	本品装于 I 型玻璃笔芯内, 3mL 笔芯被装入一次性的注射笔中, 本品不含针头	盒	S1848	甘李药业股份有限公司	26.98

53	216740	XA10AEG025B00 2030103546	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞, 笔式注射器用含垫片铝盖	盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	80.98
54	220427	XA10ABC118B00 2010180955	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器含垫片铝盖。	盒	S0080	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	29.9
55	221236	XA10ABM079B00 2010100227	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	卡式瓶(笔芯), 复合铝盖, 溴化丁基橡胶底塞	盒	S1848	甘李药业股份有限公司	19.98
56	224260	XA10AEG025B00 2030178820	甘精胰岛素注射液	注射剂	1.5ml:450 单位 (预填充)*1 支/盒	1	预填充	盒	SJ612	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	99.6
57	234886	XA10ADM080B00 2010100599	门冬胰岛素 30 注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯由 I 型玻璃制成, 一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封, 另一端使用橡胶垫(溴化丁基)密封, 装有 3ml 混悬液。笔芯内含有玻璃珠以帮助混匀胰岛素。	盒	S0280	珠海联邦制药股份有限公司	41.27
58	234896	XA10ADM080B00 2010200599	门冬胰岛素 30 注射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	预先装有玻璃 I 型笔芯的一次性多剂量注射笔。其中的笔芯装有 3ml 混悬液, 一端使用橡胶活塞(溴化丁基)密封, 另一端使用橡胶垫(溴化丁基)密封。笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛素。每支预填充笔装有 3ml 混悬液	盒	S0280	珠海联邦制药股份有限公司	44.27
59	234897	XA10ABM079B00 2010100599	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品为装有 3ml 液体, 带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫(溴化丁基橡胶)密封的玻璃小瓶。	盒	S0280	珠海联邦制药股份有限公司	41.27
60	234906	XA10ABM079B00 2010200599	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	预先装有玻璃笔芯的一次性多剂量注射笔。其中的笔芯装有 3ml 液体, 带有一个橡胶活塞(溴化丁基橡胶)并由橡胶垫(溴化丁基橡胶)密封的玻璃小瓶。	盒	S0280	珠海联邦制药股份有限公司	44.27

61	69814	XA10AEG025B00 2020181708	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	预填充	盒	S0312	赛诺菲(北京)制药有限公司	72
62	255215	XA10ABM079B00 2010104641	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	卡式瓶(笔芯)、复合铝盖,带有一个溴化丁基橡胶活塞,并由溴化丁基橡胶垫片密封而成。	盒	S0608	浙江海正药业股份有限公司	23.46
63	255644	XA10ABR113B00 2010101729	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	3ml 卡式玻璃瓶	盒	S1207	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	29.36
64	255645		人胰岛素注射液	注射剂	10ml:400 单位*2 瓶/盒	2	10ml 管制抗生素玻璃瓶	盒	S1207	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	58.72
65	255646	XA10ADJ141B00 2010101729	精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、玻璃珠、溴化丁基橡胶活塞、铝盖(带溴化丁基橡胶垫),另配胰岛素注射笔针头2只。	盒	S1207	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	29.83
66	255648		精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	10ml:400 单位*2 支/盒	2	低硼硅玻璃管制注射剂瓶、药用氯化丁基橡胶瓶塞	盒	S1207	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	59.66
67	255649		精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	3ml 卡式瓶,另配胰岛素注射笔针头2只。	盒	S1207	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	29.83
68	209878	XA10ADJ140B00 2010180333	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /小盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、笔式注射器用高硼硅玻璃珠、笔式注射器用铝盖	小盒	S3723	合肥天麦生物科技发展有限公司	23.38
69	238687	XA10ADJ247B00 2010100227	精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	卡式瓶(笔芯),复合铝盖,溴化丁基橡胶活塞,玻璃珠(帮助混匀)	盒	S1848	甘李药业股份有限公司	17.89

70	228848	XA10ADM080B00 2010100227	门冬胰岛素 30 注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	卡式瓶(笔芯), 复合铝盖, 溴化丁 基底塞, 玻璃球(帮助混匀)	盒	S1848	甘李药业股份有限公 司	24.56
71	200247	XA10ABM079B00 2010107103	门冬胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300 单位 (特充)*1 支 /盒	1	本品为预先装有玻璃(I型)笔芯的 一次性、可调节剂量的笔型注射器 (塑料)。其中笔芯中装有 3ml 液体, 内有一个活塞(溴化丁基橡胶), 并 由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异戊 二烯橡胶)密封, 外包装为纸盒。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺 和诺德(中国)制药有 限公司分包装)	46.2
72	200246	XA10AED087B00 2010178997	地特胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品为 3ml 液体的笔芯。由 I 型玻璃 制成, 内有一个活塞(溴化丁基), 并由橡胶垫片(溴化丁基橡胶/聚异 戊二烯)密封。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺 和诺德(中国)制药有 限公司分包装)	73.07
73	74918	XA10AED087B00 2010278997	地特胰岛素注 射液	注射剂	3ml:300 单位 (特充)*1 支 /盒	1	本品为可调节剂量、一次性预填充注 射笔, 内含装有 3ml 液体的笔芯。笔 芯由 I 型玻璃制成, 内有一个活塞(溴 化丁基), 并由一个橡胶垫片(溴化 丁基橡胶/聚异戊二烯)密封。装在 包装盒内。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺 和诺德(中国)制药有 限公司分包装)	76.07
74	200271	XA10ADM080B00 2010178997	门冬胰岛素 30 注射液	注射剂	3ml:300 单位 (特充)*1 支 /盒	1	预先装有玻璃(I型)笔芯的一次性 多剂量注射笔(塑料)。其中的笔 芯装有 3ml 混悬液, 一端使用橡胶活 塞(溴化丁基)密封, 另一端使用橡 胶膜(溴化丁基/聚异戊二烯)密封。 笔芯内含有玻璃球以帮助混匀胰岛 素。每支预填充笔装有 3ml 混悬液。	盒	S4174	Novo Nordisk A/S (诺 和诺德(中国)制药有 限公司分包装)	46.2
75	74947	XA10ADJ137B00 2030178403	精蛋白锌重组 赖脯胰岛素混 合注射液 (25R)	注射剂	3ml:300 单位 (预填充)*1 支/盒	1	本品装于 I 型玻璃笔芯中, 笔芯两端 分别为卤丁基橡胶塞及卤丁基橡胶 柱塞盘, 并铝封。笔芯的柱塞和/或 玻璃笔芯可能经二甲硅油或硅树脂 乳液处理。3ml 笔芯被装入一次性的 注射笔中。本品不含针头。	盒	SJ216	Eli Lilly Nederland B.V. (Lilly France)	21.89

76	255663	XA10ABLO29B00 2010101540	赖脯胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品装于 I 型玻璃笔芯中。	盒	S0580	礼来苏州制药有限公司	23.57
77	73065	XA10ADJ247B00 2010103687	精蛋白人胰岛素混合注射液 (30R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	玻璃笔芯	盒	S4173	BIOTON S. A. (合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	23.22
78	73068	XA10ACJ139B00 2020103687	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	玻璃笔芯	盒	S4173	BIOTON S. A. (合肥亿帆生物制药有限公司分包装)	22.32
79	255716		人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	玻璃笔芯	盒	SJ448	BIOTON S. A.	22.32
80	255720		精蛋白人胰岛素混合注射液 (30R)	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	玻璃笔芯	盒	SJ448	BIOTON S. A.	23.22
81	200270	XA10AED318B00 2020107103	德谷胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	本品为含 3ml 溶液的笔芯 (I 型玻璃)。笔芯带有一个活塞 (溴化丁基), 由橡胶垫片 (溴化丁基橡胶/聚异戊二烯) 密封, 装于包装盒内。	盒	S1701	诺和诺德 (中国) 制药有限公司	79.2
82	255719		精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	玻璃笔芯	盒	SJ448	BIOTON S. A.	22.32
83	249587	XA10AEG025B00 2010180955	甘精胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔芯	盒	S0080	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	78.18
84	245177	XA10ABM079B00 2010103546	门冬胰岛素注射液	注射剂	3ml:300 单位 (笔芯)*1 支 /盒	1	笔式注射器用中性硼硅玻璃套筒, 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞, 笔式注射器用含垫片铝盖	盒	S1103	通化东宝药业股份有限公司	42.33